

Škrtidlo C-A-T tourniquet ČERNÉ



Self-Adhering Band - Samolepicí bandáž

Rod Securing Strap - Popruh pro zajištění tyče

Windlass Rod - Navijáková tyč

Band Loop - Poutko na opasek

Rod Locking Clip - Pojistná spona na tyč

Upozornění: Při použití v souladu s pokyny je toto škrtidlo bezpečnou a účinnou pomůckou pro kontrolu život ohrožujícího krvácení z končetin. Pokud si nejste jisti nebo nemůžete věnovat více času zkoumání místa, odkud krvácení vychází, lze škrtidlo účinně přiložit přes oděv co nejvýše na ruku nebo nohu. Škrtidlo se nesmí přikládat přes pevné předměty v oděvu. Jakmile to situace dovolí, je třeba zraněnou končetinu zhodnotit a škrtidlo znovu umístit 5-8 cm nad zranění přímo na kůži.

Návod k použití

1. Přiložte škrtidlo směrem ke středu místa krvácení a přiložte poraněnou končetinu k páskové smyčce.
2. Bandáž velmi pevně utáhněte a upevněte ji zpět na sebe.
3. Přiložte obvaz kolem končetiny.
4. Otáčejte tyčí, dokud se nezastaví jasně červené krvácení.
5. Umístěte tyč do svorky a zajistěte ji.
6. Přiložte bandáž přes tyč, u malých končetin pokračujte v lepení bandáže kolem končetiny a přes navlékací tyč.
7. Zajistěte tyč a pásek páskem, přilepte jej k protějším háčku na klipu navijáku.

Zaznamenejte čas aplikace

Upozornění: Před použitím tohoto výrobku si přečtěte celý návod k použití. Nevhodná aplikace může mít za následek vážné zranění nebo ztrátu končetiny.

Název výrobku: Vojenské škrtidlo

Model: TMI-05

Materiály: Tkaná syntetická tkanina s termoplastickou sponou a bezpečným navijákem

Velikost: 95 cm * 4 cm

Balení: každý kus v polyethylenovém sáčku, 50 ks/karton

Rozměr kartonu: 32*28*25 cm

Hmotnost kartonu brutto: 4 kg

CE dle EU 2017/745

Výrobce:

Shenzhen TMI Medical Supplies Co.Ltd.

Floor 4th, Block 1, the second industrial zone, HuangMabu of Baoan district, China

EN ISO 14971 : 2012

EN ISO 15223-1:2021

EN ISO 20417: 2021

EN ISO 10993-1: 2020

EN ISO 10993-5 :2009

EN ISO 10993-10: 2013